

# Pesapersonas electrónica de piso, de alta capacidad seca robusta 813

nuevo



Plataforma especialmente amplia y baja que facilita el acceso . Alta capacidad de 200 kg . Grandes cifras LCD de fácil lectura . Pesaje rápido y confiable gracias a función „step off“ . Con desconexión automática que ahorra energía

# Solución robusta para la salud y el bienestar

Cuando hablamos de medicina integral, el peso de una persona juega un papel central. El exceso de peso conlleva el riesgo de sufrir serios trastornos metabólicos, como hipertensión arterial o diabetes. La reducción del peso corporal, incluso cuando es leve, ya puede reducir considerablemente estos problemas. Robusta y extremadamente precisa, la báscula de piso seca robusta 813 es ideal para controlar el peso de los pacientes en todas las áreas de la medicina, y también en los hogares es la solución ideal para todas las personas que quieren cuidar su salud. Sea donde fuere, siempre ofrece prestaciones excelentes: comfortable, robusta y segura a la vez.

## Plataforma especialmente ancha y baja, para el fácil acceso

La pesapersonas seca robusta 813 combina seguridad y confort. Su plataforma extremadamente baja (de 47 mm de altura) y la superficie con estructura antideslizante y de agradable suavidad facilitan y aseguran la subida a la báscula; por eso, también es muy adecuada para el pesaje de personas mayores o con motricidad limitada. El material liso y resistente a los impactos de la plataforma es extremadamente robusto, duradero y fácil de limpiar.



## Alta capacidad y estabilidad

Una báscula que se mantiene firme: pesa 2,6 kg solamente, pero soporta hasta 200 kg. Además, la pesapersonas seca robusta 813 dispone de una plataforma extra amplia (433 mm), reforzada mediante un marco de acero incorporado. Dos argumentos que realmente 'pesan', porque son las prestaciones de una báscula que también es ideal para el pesaje de personas con sobrepeso.



## Cifras LCD de fácil lectura

Para la lectura rápida y correcta del peso registrado, la pesapersonas seca robusta 813 viene equipada con una pantalla LCD y cifras de 29 mm.

## Pesaje rápido y confiable gracias a la función „step off“

La función „step off“ es sumamente práctica: evita que la báscula tenga que ponerse en funcionamiento para el pesaje, y además asegura una indicación sumamente precisa del peso, gracias al ajuste a cero sin carga que la báscula hace durante cada pesaje. El bajo peso de la báscula seca robusta 813 facilita su desplazamiento para usarla en diferentes sitios. Los cambios externos que se puedan producir por el traslado son compensados por el ajuste a cero automático, para asegurar un pesaje de alta precisión.



## Datos técnicos

### seca robusta 813

Capacidad: 200 kg / 440 lbs

División: 100 g / 0,2 lbs

Dimensiones plataforma (BxHxA):

433 x 47 x 373 mm

Altura de cifras: 29 mm

Peso: 2,6 kg

Alimentación: baterías

Funciones: „step-off“, desconexión automática, conmutación kg/lbs/sts